


「ピッとシュ！」

非接種型温度測定・消毒機

温度測定



手指消毒



「ピッとシュ！」は、様々なシーンで活躍

オフィス



学校



病院



飲食店



フィットネス



小売店



仕様

※仕様変更の場合があります。 ※対応言語:日本語/英語/中国語

カラー : ホワイト

サイズ : 208×96×253mm

タンク容量 : 1.2ℓ

測定単位 : 0.1℃単位

測定温度範囲 : 32～42.9℃

動作保証環境温度 : 5℃～40度

測定距離 : 5cm以内

液噴射センサー反応距離 : 5cm以内

液噴射量調節 : 2.0ml/1.5ml/1.0ml/0.5ml

電源 : 単三乾電池6本/USBType-C

「ピットシュ！」が選ばれる理由」

- 日本市場向けに企画・設計・デザイン・品質管理を実施
- 簡単に設置、工事不要、操作も簡単
- 1年間無償保証付き

温度測定センサー

非接触でスピーディーに温度を検知します

液量設定ボタン

液量を4段階で調節できます

赤外線センサー

素早く動作を検知し、消毒液を噴射します

大容量タンク 液残量センサー

1.2Lの大容量
残量が20mL以下になると
液晶画面で通知します

USB Type C ポート

電源用として利用可能です
※ICカードリーダー等接続可能
(ネットワークモデル)



盗難防止安全錠接続穴

表示画面



- 検温結果を液晶画面と音声で通知
- 液晶画面と音声で操作方法ガイダンス
- 平熱・微熱・高熱を色で分かりやすく表示
- 音声は日本語・英語・中国語に対応
- タッチパネルで噴射液量を調節(4段階)

《消毒液》 次亜塩素酸水またはアルコール

ジアパワー・ミラクル5000 (当社推奨品) 詳細は別途チラシにて記載しております。

【成分】ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムと食品添加物

【荷姿】1g個包装 (2.5リットル分)

【液性】塩素濃度100ppm 微酸性

【入数】1g個包装×25個(1ケース)

【製造元】大和紡績株式会社



【発売元】

Nasuden 株式会社ナスデン

大阪府豊中市蛸池西町2-13-15

TEL06-6850-4691 FAX06-6850-4690

東京都千代田区二番町1-2-107

TEL03-3239-6931 FAX 03-3239-6956

【販売店】